



Най-популярните течливи композити на 3M още по-лесни за нанасяне



3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative и 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative се отличават с подобрен дизайн на спринцовката, за да Ви дадат повече контрол. Новият дизайн на спринцовката практически елиминира мехурчетата и натрупването на материал по време на процеса на дозиране. Той също така осигурява по-добър достъп до зоната за подготовка с лесна за огъване канюла, която може да се огъне на ръка.



Лесно огъваща се канюла, която може да се огъне на ръка



- » Удобна и лесна за инжектиране по-ергономична, по-голямо бутало и по-удобна за захващане
- » По-малко мехурчета и по-прецизно дозиране на материала, без излишно натрупване, благодарение на добрия контрол при дозиране
- » Синият цвят на буталото показва оставащото количество материал в шприцата.

**Индикации:
нанасяне до 2мм**

 Клас III	 Клас IV	 минимално инвазивна стоматология MID
 основа	 лайнер	 индиректна поправка
 поправка	 странично	 Подмол и фисура Силант



преди



поставяне на
композита



след

Клинични снимки от д-р Гунар Райх, Мюнхен, Германия



преди



поставяне на
композита



след

Клинични снимки от д-р Джозепе Чиодер, Зеефелд, Германия



Най-популярните течливи композити на 3M още по-лесни за нанасяне



3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative и 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative се отличават с подобрен дизайн на спринцовката, за да Ви дадат повече контрол. Новият дизайн на спринцовката практически елиминира мехурчетата и натрупването на материал по време на процеса на дозиране. Той също така осигурява по-добър достъп до зоната за подготовка с лесна за огъване канюла, която може да се огъне на ръка.



Лесно огъваща се канюла, която може да се огъне на ръка

- » Удобна и лесна за инжектиране по-ергономична, по-голямо бутало и по-удобна за захващане
- » По-малко мехурчета и по-прецизно дозиране на материала, без излишно натрупване, благодарение на добрия контрол при дозиране
- » Зеленият цвят на буталото показва оставащото количество материал в шприцата.



Индикации: нанасяне до 4мм



основна
Клас I-II



Лайнер
Клас I-II



минимално
инвазивна
стоматология MID



клас III



клас V



индиректна
поправка



поправка



странично
блокиране



Подмол и
фисура
Силант



основа
изграждане



Подгответе зъба и нанесете адхезив 3M™ Scotchbond™



Нанесете до 4мм от 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative и фотополимеризирайте с фотополимерна лампа 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED



Нанесете до 2мм (минимум) от 3M™ Filtek™ Universal и фотополимеризирайте.

Клинични снимки от д-р Райх, Зеefeld, Германия