



Виж повече

отколкото позволява окото

Полимеризация

С двойна дължина на вълната, с мощност от 1400mW/cm² и с много лек и ергономичен дизайн, D-Light Pro ще бъде Вашият перфектен партньор за всички стандартни процедури за полимеризация. Насладете се на удобството на работа и никога няма да останете без захранване, благодарение на двете батерии!

Защита

D-Light Pro предлага и режим на ниска мощност - 700mW/cm² за ограничаване на производството на топлинна енергия, например при дълбоки кавитети в близост до пултата. Друг аспект за защита на Вашите пациенти е чрез стерилизация: D-Pro Light е първият фото-полимеризиращ уред, който може да бъде напълно автоклавиран след отстраняване на електронните компоненти.

Откриване

D-Light Pro е не само фото-полимеризиращ уред; Той също така предлага виолетов режим, който визуализира бактериалната активност в плаката, инфектираните дентин и фисури, както и микро-прослукването по границите на възстановяването. Освен това е отличен инструмент за визуализиране на флуоресцентни материали, например стари възстановявания или излизен цимент!

D-Light[®] Pro от GC

Диоден фото-
полимеризиращ уред
с двойна дължина
на вълната



GC

GC EUROPE N.V.
GCEEO България
София 1202,
ул. "България" 92, Ал. 4-3
тел.: +359 2 983 30 30
факс: +359 2 858 31 37
моб.: +359 888 556 338
bulgaria@eo.gc-europe.com
www.bulgaria.gc-europe.com