

Imprint™ Bite

A-silikone bidregistreringsmateriale



Imprint™ Bite fra 3M ESPE

et pålideligt bidregistreringssystem



Imprint Bite er et A-silikone bidregistreringsmateriale, der doseres direkte i munden med Garant™ aftrykspistolen.

Materialet får en høj sluthårdhed efter afbinding, og kan nemt trimmes uden at sammenbidet deformeres.

- Blandes automatisk og doseres direkte i munden
- Tilstrækkelig arbejdstid – 20 sek.
- Oral hærdetid – 60 sek.
- Høj endelig hårdhed gør det nemmere at trimme bidregistreringen
- Høj stivhed sikrer bedre artikulation af modeller



Bestillingsinformation:

Best. nr.:	Beskrivelse
36890	Imprint Bite introduktionspakning 2 x magasiner á 50 ml, 10 x blandespidser (turkis), 10 x intraorale spidser, 1 x Garant pistol 1:1/2:1
36850	Imprint Bite refill 4 x magasiner á 50 ml, 20 x blandespidser (turkis)

3M

3M a/s
3M ESPE Dentalprodukter

Fabriksparken 15
2600 Glostrup
Tlf.: 43 48 01 00
Fax: 43 96 85 96
Internet: <http://www.3mespe.com/dk>
e-mail: dkdental@mmm.com

© 3M 2002.
3M, ESPE, Garant og Imprint er
varemærker hos 3M eller 3M ESPE AG