

Gradia® Direct LoFlo om GC.

Високо вискозен
микрофилен хибриден
КОМПОЗИТ С
HDR технология.



Gradia® Direct LoFlo,
е **първият течен** компо-
зит, считан за **истински**
възстановителен матери-
ал, не само при клас V или
като подложка, но също и при
възстановявания клас I, клас II
и клас III.

GC представя нов течен
възстановителен материал по най-
новата технология HDR - висока
плътност и рентгеноконтрастност,
с ненадминати механични качества.

стабилен - надежден - естетичен


GC




Висока износостойчивост и ниско свиване за вашата сигурност

Gradia® Direct LoFlo постига отлична стабилност, благодарение на уникалната технология (HDR) - Висока плътност и рентгеноконтрастност. **Износостойчивостта и фрактурната якост** са подобни на съвременните постериорни композити, като освен това предлага до **55% по-ниско свиване** от водещия течен композит на пазара.

% обемно полимеризационно свиване




Износване (µm)



Надеждност

Пре-полимеризираният пълнител HDR с нано-силициева технология значително увеличава **дълготрайността, полируемостта и рентгеноконтрастността**.

Включването на флуоро-алумино силикатно стъкло осигурява допълнителна защита срещу вторичен кариес.



Исключителна манипулативност

Омокрямостта на Gradia® Direct LoFlo позволява **съвършено адаптиране** и лесно нанасяне без разтичане, с всеки вид инструмент или четка по ваш избор. Поради уникалният си състав, подобен на Gradia® Direct, 7-те налични цвята на Gradia® Direct LoFlo се сливат невидимо към околните зъбни структури.



снимка: проф. Myasaki

Опаковки

2 шприци по 1,3 g, 4 метални накрайника и 2 светло-защитни капачки.

Предлага се в 7 цвята: A1, A2, A3, A3.5, A03 (опак дентин), CV (шиечен цвят) и BW (избелено бяло).

Принадлежности

Накрайници - метални или пластмасови - 20 бр.



GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO - България
София 1000,
ул. "Г.С. Раковски" 79А
Тел. +359.2.983.30.30
Факс +359.2.858.31.37
bulgaria@eeo.gceurope.com
www.bulgaria.gceurope.com

